

Brev der bliver leveret ved udskrivelsen fra hospitalet

Kære _____

Hjemme-NIV behandling

NIV er en behandling, der aflaster vejtrækningsmusklerne, så det bliver lettere at trække vejret. NIV apparatet støtter vejtrækningen ved at blæse luft ind, når du trækker ind og giver modstand, når du puster ud. Dette medvirker til at holde luftvejene åbne og sikrer en bedre udveksling af ilt og kuldioxid i blodet.

NIV-behandling i hjemmet bør optimalt anvendes mindst 6 timer i døgnet, helst om natten.

(NAVN) Hospital - alt vedrørende din behandling (ordination)

Ca. en uge efter behandlingsstart vil vi kontakte dig telefonisk for at følge op på din hjemme-NIV behandling. Efter ca. tre måneder bliver du indkaldt til den første ambulante kontrol på hospitalet. Herefter vil der være årlige kontroller på hospitalet.

Ved ambulant kontrol i NAVN Hospitalet:

- o Kontrol af NIV-apparat (**Husk at medbringe dit NIV apparat + maske og slange**)
- o Lungefunktionsundersøgelse, inhalationskontrol, medicinoptimering
- o Blodprøve i håndleddet

VitalAire - Praktisk opfølgning i hjemmet - (tekniske og bestilling)

Hvad betyder det for dig?

For at støtte dig bedst muligt i behandlingen vil en sygeplejerske fra VitalAire kontakte dig 1-3 dage efter, du er kommet hjem fra hospitalet med dit NIV udstyr.

I aftaler et hjemmebesøg, hvor der vil blive fokuseret på støtte, undervisning og masketilpasning.

Formålet med hjemmebesøget er:

- At gennemgå brug, sikkerhed og hygiejne af dit udstyr.
- At optimere din NIV-behandling, hvis der er behov.
- At undervise pårørende og/eller plejepersonale, så de er fortrolige med udstyret.
- At give dig mulighed for at stille spørgsmål og få den nødvendige støtte.

Opfølgning:

Der vil blive planlagt yderligere opfølgning.

- Telefonopkald: 14 dage efter dit første hjemmebesøg vil VitalAire kontakte dig for at følge op på din behandling.
- Hjemmebesøg: Der planlægges et nyt hjemmebesøg inden din næste kontrol på hospitalet.



Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du altid kontakte VitalAire Kundeservice. Vi står klar til at støtte dig i din behandling.

Kontakt os:

Telefonnummer: 44 92 35 44 alle hverdage mellem kl 8:30 - 15:30

Husk at informere os om, at din henvendelse drejer sig om NIV-behandling.

Brev der bliver leveret ved udskrivelsen fra hospitalet

Hvordan holder jeg mit udstyr rent?

Min maske:

En gang ugentligt rengøres masken med mild sæbevand for at forhindre vækst af bakterier.

Fjern aflejringer med en ren og tør klud.

En gang om måneden rengøres selen til masken i hånden.



Min slange:

En gang om ugen skylles luftslange med mild sæbevand og lad det hænge for optimal tørring.

Efter brug tages luftslangen af. Hæng den på et rent og tørt sted, så kondensvand fordamper. Den må ikke udsættes for direkte sollys/varme.

Min maskine:

En gang om ugen, tør apparatet af udvendigt med en tør og opvredet klud klud (mild sæbe), så overskydende støv fjernes.

Min fugter:

Der må kun bruges kold kogt vand eller købt demineraliseret vand for at undgå kalkaflejringer

Hver dag efter brug, tøm fugteren og tør den af med en ren klud til engangsbrug og lad den tørre væk fra direkte sollys og varme.

Hvis der opstår kalkaflejringer, kan fugtekammeret renses med klar husholdningseddike. Bland 1 med 9 dele vand.

Filtre:

ResMed: skiftes hver 3. måned - hvidt filter der sidder i maskinen til venstre

Philips: skiftes hver 6. måned - sidder i venstre side af apparatet, skal rengøres hver 2. uge. Vend bunden af filteret opad og lad varmt vand løbe gennem det hvide filterstykke for at skylle evt. snavs væk. Ryst filteret og lad det lufttørre helt, inden det sættes i apparatet.