

# MR950

## Varmvandsfugter

### Varmtvandsfugter/MR850

MR950 befugtningsapparat til respiration bruges til at varme og befugte luftarter, der leveres til patienter med behov for mekanisk ventilation, vejtrækning med positivt tryk eller andre medicinske luftarter.

Du kan nemt tænde for enheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen.

Displayet viser temperaturen på den mættede luft (den laveste af temperaturerne i luftvej og kammer udtrykt i grader) der tilføres patienten.

Betjeningen er yderst intuitiv. Med den ergonomiske udformning og en simpel touch skærm, hvor man skifter mellem invasiv- og ikke-invasiv mode.

## Specifikationer

**Elforsyning:** 220 - 240 V

**Netfrekvens:** 50-60 Hz

**Dimensioner:** L35,3 cm B18,6 cm H25,2,5 cm

**Vægt:** 3,5 kg

**Befugtningsydelse:** 33mg/l (Invasiv)  
12 mg/L (ikke invasiv)

**Temperaturrevisningsområde:** 10-70 grader

**Alaemlydtryksniveau:** 45 dBA ved 1 meter

- Opbevarings- og transportbetingelser:
- Enheden skal opbevares og transporteres ved en omgivelsestemperatur på -10 til 60 grader

