

Regular Iltflaske 10 liter

Medicinsk oxygen

10 liter regular oxygen flaske er uden integreret ventil. Når ventilen er påsat (forevist af VitalAire medarbejder), giver flasken brugeren øjeblikkelig adgang til oxygen på samme måde som en flaske med integreret ventil.



Hvor længe holder en flaske ilt?

Flaske	2 liter	2,5 liter	5 liter	10 liter
0,5 L/min.	13 timer 20 min.	16 timer 40 min.	33 timer 20 min.	66 timer 40 min.
1 L/min.	6 timer 40 min.	8 timer 20 min.	16 timer 40 min.	33 timer 20 min.
1,5 L/min.	4 timer 26 min.	5 timer 33 min.	11 timer 6 min.	22 timer 13 min.
2 L/min.	3 timer 20 min.	4 timer 10 min.	8 timer 20 min.	16 timer 40 min.
2,5 L/min.	2 timer 40 min.	3 timer 20 min.	6 timer 40 min.	13 timer 20 min.
3 L/min.	2 timer 13 min.	2 timer 46 min.	5 timer 33 min.	11 timer 06 min.
4 L/min.	1 timer 40 min.	2 timer 05 min.	4 timer 10 min.	8 timer 20 min.
5 L/min.	1 timer 20 min.	1 timer 40 min.	3 timer 20 min.	6 timer 40 min.
7 L/min.	0 timer 57 min.	1 timer 11 min.	2 timer 22 min.	4 timer 45 min.



Specifikationer

Flaskestørrelse	10 liter
Navn	Stålflaske
Vægt kg. tom - fyldt	16,80 - 22,60 kg.
Diameter	140 mm.
Højde inkl. ventil	975 mm
Flasketype	Regular flad bund